

Arneses para pacientes

Hecho en
Francia

SCALEO® Medical ofrece una amplia gama de eslingas especializadas para todo tipo de transferencias, adaptadas a diferentes morfologías y patologías de los pacientes.

Esta amplia gama de eslingas cubre cualquier tamaño del paciente, de niños o pacientes de bajo peso hasta los pacientes obesos de 450 kg / 1.000 libras.

En caso de infección severa, eslingas se pueden lavar hasta 85 ° C / 185 ° F, dependiendo del modelo.



*Eslinga de poliéster para suspensión eléctrica
Ref. S85 53*

Tamaños disponible

000 XS
100 S
200 M
300 L
400 XL
500 XXL
600 XXXL

*Las eslingas de baño de poliéster
con soporte para la cabeza
Ref. S86 20*



- Alta calidad
- Diseño ergonómico y Confort
- Simplicidad y uso intuitivo
- Distinción de tamaño por un código de colores
- Fácil trazabilidad con número de serie
- Transferencia pasiva eslingas de poliéster

Arneses para pacientes

Eslingas de poliéster de transferencia pasiva

Eslingas de poliéster se hacen para las transferencias de múltiples funciones, lo que permite una fácil colocación y mejor confort. Permiten rápida y eficiente la limpieza / desinfección para su uso en la colectividad.



Tejido transpirable para un uso prolongado en contacto con la piel del paciente



Eslingas de poliéster

Sin apoyo para la cabeza - Ref. S86 10

Suave apoyo para la cabeza - Ref. S86 12

Suave-soporte para la cabeza, cojín Confort - Ref. S86 14

Eslinga de suspensión eléctrica - Ref. S85 53

Eslingas de poliéster

Sin-soporte para la cabeza, cojín Confort - Ref. S85 11

Confort apoyo para la cabeza, la almohada confort - Ref. S85 13

Eslinga vinilo con soporte para la cabeza rígido

Eslingas vinilo aseguran una mejor prevención de infecciones nosocomiales.

Limpieza y desinfección se pueden hacer mediante la pulverización o inmersión con cualquier bactericida aprobado, virucida y productos fungicidas.

El confort está asegurado por un relleno de espuma hidrofóbica evitando roturas.

Ambos modelos se adaptan a todas las patologías.



Eslingas de poliéster

Rígido Ref-soporte para la cabeza
Ref. S85 25

Semicírculo-soporte para la cabeza
Ref. S85 28



Semicírculo frente de apoyo,
confort almohadilla
Ref. S85 18



Eslingas vinilo

Confort, rígido-soporte para la cabeza
Ref. S85 33

Confort pad, soporte rígido para la cabeza
Ref. S85 35

Eslingas para el inodoro

Las eslingas de uso para el inodoro permiten un acceso fácil para desvestir al paciente, y al igual que al inodoro. También estas eslingas son convenientes para el cambio de pañales y cuidados de enfermería.

Debido a la alta posición de la eslinga, especialmente adaptada para los pacientes en silla de ruedas con yeso vertebral, la instalación o la liberación de este arnés en particular es realmente facilitada.

Para quitarle la ropa al paciente, las almohadillas se colocan sin ser cruzadas. Las almohadillas pueden ser también posicionados como se muestra en las fotos de abajo, desde el interior hacia el exterior para un mejor acceso al inodoro.

El posicionamiento cruzado de las almohadillas permiten la transferencia cuando desnudar al paciente no es necesario.

El desmontable soporte de cabeza, es esencial para los pacientes que requieren de retención cabeza o pacientes en silla de ruedas con yeso vertebral.

Este arnés permite sujetar la cabeza del paciente afectado por la parálisis cerebral.

El soporte de la cabeza se puede fijar a la eslinga durante la transferencia, pero tiene que ser liberado al final.



Eslinga de poliéster con soporte de la cabeza separable
Eslinga con soporte a la cabeza - Ref. S86 42
Sin soporte a la cabeza - Ref. S86 49



Eslingas vinilo
Sin soporte a la cabeza
Ref. S85 41

El cabestrillo aseo de vinilo es resistente al agua y se puede limpiar fácilmente. Instalación y liberación se facilitan gracias a su alto posicionamiento adaptado a cualquier paciente.



Poliéster sin-soporte para la cabeza, especial para la columna vertebral en yeso
Ref. S85 40

Malla de baño de poliéster

El material de esta eslinga se seca rápidamente previene gotas de agua fuera de la bañera.

El soporte suave para la cabeza garantiza un perfecto apoyo al paciente.



Nuevo corte rectangular

Este corte específico mejora la rigidez del soporte de la cabeza y mantiene perfectamente la cabeza del paciente en su lugar. Esto también evita que los cojines debajo de la pierna del paciente no se tuerzan y que la transferencia sea cómoda y sin dolor para el paciente.

Sin soporte para la cabeza
Ref. S86 20

Con soporte para la cabeza
Ref. S86 23

Un mejor diseño para la mejor comodidad

SCALEO® Medical tienen una forma anatómica respetando la curva natural de la espalda del paciente.

Este diseño exclusivo asegura una posición ideal y muy cómoda de estilo hamaca. También evita efectos de deslizamiento. Cuando se mueve un paciente con eslingas de transferencia pasiva, los bucles de las secciones de las patas tienen que ser cruzado.



Función de los lazos corredizos

Todas nuestras eslingas están diseñadas con bucles que se deslizan sobre la parte superior de la eslinga y para cada pata de apoyo. Los bucles corredizos permiten un posicionamiento natural del cuerpo durante la fase de transferencia dependiendo de la morfología del paciente.

Bolsillo trasero para una transferencia segura

El bolsillo trasero se utiliza para deslizar la honda debajo de la espalda del paciente para un posicionamiento correcto.

Cuando el paciente está en posición de sentado, el cuidador pone la mano en el bolsillo y lo empuja hacia abajo hasta la parte inferior de la correa este en contacto con el asiento. Un gesto fácil para el cuidador para evitar cualquier deslizamiento o caída del paciente.



Cómodo apoyo para las piernas

En muchos modelos, los soportes de los muslos están reforzados y acolchados para asegurar un soporte plano debajo de las piernas del paciente. Por consiguiente, el peso se puede distribuir sobre un área más grande debajo de los muslos, se reduce la presión y evita cualquier dolor.

Los procedimientos de limpieza y desinfección para eslingas

- El procedimiento de limpieza es uno específico, con productos de desinfección estándar, pero sin poner eslingas EN UNA RED DE LAVADO y absolutamente sin ningún secado en secadoras.
- AUTOCLAVE, túneles de lavado y MÁQUINAS de secar SON PROHIBIDOS PARA EVITAR DAÑOS A LAS ESLINGAS
- Eslingas de poliuretano y poliéster se "suavizan" y se mal tratan cuando secadoras o túneles de lavado son usados. Su eficiencia de apoyo, así como la durabilidad pueden ser afectados.
- En caso de infección ligera, de acuerdo con el procedimiento de desinfección hospitalaria, eslingas se pueden sumergir en soluciones especiales de desinfección. En caso de infección severa, muchas eslingas se pueden lavar a 85 °, la temperatura de lavado está indicada en la etiqueta.

Dimensiones y peso indicativos

	Código de color	Peso en kg	Sin el apoyo de la cabeza - cm			Con soporte para la cabeza
			De hombro (A)	Cadera (B)	Espalda (C)	Espalda (C)
XXS	Rosa	12-17	38	51	34	60
XS	Azul claro	17-25	38	54	34	60
S	Rojo	25-50	46	64	38	70
M	Amarillo	45-95	59	83	47	80
L	Verde	90-160	69	96	49	83
XL	Azul	160-240	86	110	49	85
XXL	Blanco	230-300	101	125	49	90
XXXL	Negro	300-450	Correas hechas por encargo, según el peso y la morfología de los pacientes			



Las eslingas son dispositivos médicos de Clase I, de conformidad con la Directiva 93/42/CEE



Scaleo
MEDICAL

107, rue Dassin - Parc 2000 - 34080 MONTPELLIER - FRANCE
Tel. +33 467 72 94 86 - Fax +33 499 74 01 79
e-mail : info@scaleomedical.com - http://www.scaleomedical.com

SELLO DEL DISTRIBUIDOR