

Baignoire Résidence®

Soins, Confort et Bien-Être

La baignoire de soins Résidence® répond parfaitement aux exigences des établissements spécialisés. Ses fonctions évoluées et son design séduisant valorisent l'environnement des soins.

Le corps de baignoire large, profond et ergonomique convient parfaitement aux personnes de grande taille.

La baignoire Résidence® propose plusieurs types de traitements uniques qui génèrent un sentiment de bien-être et contribuent à la détente.



L'Hydroxneur® présente l'avantage de ne pas être agressif pour la peau, contrairement aux systèmes d'hydromassage classiques.



- **Hauteur variable** assurée par une technologie avancée et éprouvée
- **Accès facile et sécurisé** pour le patient grâce à sa faible hauteur
- **Cuve acrylique** d'une longévité exceptionnelle garantie 10 ans*
- **Accès libre** sous la baignoire pour utilisation avec un lève-personnes
- **Accès autonome** en position basse
- **Protection anti-brûlure et remplissage rapide**
- **Télécommande pneumatique** de montée/descente

Lève-personnes hydrothérapie
ELLI 800, pouvant être équipé
d'un siège ou d'un brancard.

Options

Système de désinfection
Arrêt automatique du remplissage
Descente d'urgence
Disconnecteur pour douchette

Module Bluetooth

La baignoire **Résidence**® peut être équipée d'un module Bluetooth permettant de diffuser la musique d'un appareil périphérique tel qu'un téléphone portable.

L'option Bluetooth supprime la connexion par câble, évite l'utilisation d'un lecteur de musique dédié.

Buses de massage - Hydroxneur®

40 buses air/eau assurent un massage aux effets thérapeutiques uniques suivant le principe de l'Hydroxneur® qui injecte de l'air dans les jets.

Les additifs de bain liés aux millions de minuscules bulles d'air permettent une agréable inhalation et aromathérapie.

L'air est mélangé de façon intensive et reste de longues minutes dans l'eau enrichie en oxygène pour créer un effet Champagne.

Massage par ondes sonores

Plongez dans le monde des sonorités. Comme la membrane du haut-parleur, la coque de la baignoire transmet des sons cristallins et des vibrations spécialement conçues pour la détente.

La musique est ressentie d'une manière incroyablement intense par le corps et l'ouïe.


L'ensemble sensitif et locomoteur est instantanément activé.

Lumières de couleur

L'eau du bain est colorée grâce à des spots performants intégrés dans la coque. La répartition de la lumière sur tout le corps permet ainsi un vrai bain de couleurs.

Elles sont stimulantes, régénérantes et revitalisantes comme celles de l'arc-en-ciel.

L'éclairage de couleur, spectralement pur et sans scintillement, est conseillé dans les cas de troubles psychologiques, dépressions, manque d'énergie, anxiété, fatigue morale, perturbations du sommeil...



Caractéristiques techniques

Dimensions hors tout	213 x 83 cm
Hauteur variable	65 à 105 cm
Poids installé	220 kg
Raccordement électrique mural ou sol	230 V, 50 Hz, 250 W (750W avec option Aqua-jet avec Hydroxneur®), Câble de 1,5 m de 3 x 1,5 mm ² fourni
Volume utile	200 litres
Remplissage	Haut débit en cascade, Raccord d'eau froide et chaude en 20/27 (3/4")
Vidange	Écoulement au sol ou mural avec siphon ø 40 mm
Appel d'urgence	Câble bipolaire pour raccordement du dispositif
Châssis métallique	Traité anti-corrosion
Cuve et pupitre	Acrylique renforcé avec technologie antibactérienne
Livrée avec coussin de nuque, cale pieds et douchette à dispersion d'huiles essentielles	

Garantie 1 an

***Cuve garantie 10 ans contre les fissures**

praxis
medical technologies

PRAXIS MEDICAL TECHNOLOGIES
107, rue Dassin - Parc 2000 - 34080 Montpellier - France
Tél. 04 99 77 23 23 - Fax 04 99 77 23 39
e-mail : info@praxismedical.com - http://www.praxismedical.com

CACHET DISTRIBUTEUR