

INOGENONE[®]

Nouveau!

INOGENONE[®] G3



INOGENONE[®] G4

INOGENONE[®] G5

CONCENTRATEURS D'OXYGÈNE PORTABLES

De l'oxygène partout et tout le temps.

Grâce aux concentrateurs portables INOGENONE[®], les patients en recherche d'autonomie bénéficient d'une plus grande indépendance. Ils peuvent se déplacer plus aisément au domicile ou en extérieur pour continuer à pratiquer la marche et leurs activités en toute liberté.

SCALED
MEDICAL
Innovative respiratory solutions

inogen
Fabricant

INOGENONE® G4

- Seulement 1,27 kg
- 3 positions, jusqu'à 630 mL pulsé par minute
- Jusqu'à 5 heures d'autonomie
- Seulement 40 décibels



INOGENONE® G3

- Seulement 2,2 kg
- 5 positions, jusqu'à 1050 mL pulsé par minute
- Jusqu'à 9 heures d'autonomie
- Seulement 39 décibels



Nouveau!



INOGENONE® G5

- Seulement 2,2 kg
- 6 positions, jusqu'à 1260 mL pulsé par minute
- Jusqu'à 13 heures d'autonomie
- Seulement 38 décibels

ACCESSOIRES



Sac bandoulière



Chargeur secteur
et allume cigare



Batterie simple



Chargeur de batterie
externe



Batterie double



Sac à dos

LA GAMME INOGENONE®

- Mode pulsé ou mode automatique
- Sécurité patient automatique
- Déclenchement le plus sensible du marché $-0,12 \text{ cm}^3 \text{ H}_2\text{O}$
- Éprouvés 25 000 heures
- Garantie 3 ans ¹



Certifiés FAA
Agréés par de nombreuses
compagnies aériennes.

Les packs **INOGENONE®** comprennent le concentrateur, une batterie simple ou double, le manuel utilisateur, un sac bandoulière, un chargeur secteur et un chargeur allume cigare.

	INOGENONE® G5	INOGENONE® G4	INOGENONE® G3
Poids (kg)	2,2	1,27	2,2
Dimensions L x P x h (cm) ²	18,3 x 8,3 x 20,7	15,01 x 6,8 x 18,2	22,2 x 7,6 x 21
Niveau sonore ³	38 dBA	40 dBA	39 dBA
Débit d'oxygène	6 positions Mode pulsé	3 positions Mode pulsé	5 positions Mode pulsé
Batterie simple			
Autonomie	6h30	2h45	4h30
Recharge	3h	3h	4h
Autonomie batterie double			
Autonomie	13h	5h	9h
Recharge	6h	5h	8h
Concentration d'oxygène	90% -3% + 6%		

SERVICES EXCLUSIFS **SCALEO** M E D I C A L

- Force de vente dédiée
- Service Après-vente expert et local
- Formations commerciales et techniques
- Seul centre de réparation agréé en France
- Livraison rapide

¹ Garantie 1 an sur les consommables et colonnes

² Dimensions avec batterie simple

³ En position 2



& Pioneers in customized
preventive e-therapies

SCALEO
M E D I C A L

SCALEO Medical. 107, rue Dassin, 34 080 Montpellier
Tel. 04 67 72 94 86 - Fax 04 99 74 01 79
www.scaleomedical.com - info@scaleomedical.com

Distributeur officiel
CE **inogen**